

## Optimale bescherming

Je wilt jezelf optimaal mogelijk beschermen. Tegen het coronavirus, maar ook tegen virussen die griep of verkoudheid veroorzaken. Zorgvuldige naleving van de hygiënevoorschriften zoals veelvuldig handenwassen en 1,5 meter afstand bewaren brengt je al een heel eind. Het dragen van een mondkapje maakt het compleet.



- 17,5x9,5cm
- Niet steriel
- CE gemarkeerd
- 50 st. per doos

## Type mondkapjes

Test	Type I	Type II	Type IIR
Bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE)	>95%	>98%	<b>&gt;98%</b>
Drukverschil (Pa/cm <sup>2</sup> )	<40	<40	<b>&lt;60</b>
Spatbestendig (kPa)	niet verplicht	niet verplicht	<b>&gt;16,0</b>
Microbieel netheid (cfu/g)	<30	<30	<b>&lt;30</b>

Bij bestelling verklaart degene de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.